

## Désinfectant prêt-à-l'emploi:

-> comment diluer l'Asepto 5 à 5%

Voici les étapes pour facilement préparer du désinfectant prêt-à-l'emploi validé contre le coronavirus (COVID-19) à partir de notre Asepto 5.




### Etape 1:

Prendre le vaporisateur de 500ml vide avec l'étiquette «Asepto 5 dilué à 5%».

Le remplir d'Asepto 5 concentré jusqu'au bas de l'étiquette.



**1**



### Etape 2:

Remplir le vaporisateur avec de l'eau courante jusqu'en haut (pas totalement, cf-image).

**2**



### Etape 3:

Remplir l'étiquette pour identification.

#### RECOMMANDATIONS:

##### **Temps d'action à respecter :**

Laisser agir le produit 5 min sur une surface

##### **Temps de conservation :**

utiliser dans les 24h après dilution.